

Información de Producto

Microscopio biológico N-117



Nexcope[®]

Imagen de carácter ilustrativo

Fabricante	Modelo	Garantía
Nexcope	N-117	1 año

Nuestro microscopio biológico de rutina para aplicaciones educativas, docentes, de ciencias biológicas y clínicas. El tratamiento Anti-Hongos protege el sistema óptico, los objetivos y los oculares en ambientes de alta humedad. Los nuevos objetivos acromáticos proporcionan una imagen corregida para obtener resultados visuales y digitales nítidos.

El microscopio compuesto binocular modelo N-117, es un microscopio biológico con apariencia confortable y un excelente costo efectivo. Es ideal para su uso en el campo biológico y médico. Puede ser utilizado en instituciones de salud, laboratorios, institutos de investigación, colegios, universidades para la educación biológica y patológica, la investigación profesional, experimentos clínicos y exámenes médicos de rutina.

Tiene funciones completas, además de una operación cómoda con diseño actualizado y ergonómico.

Información de Producto

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Modelo	N-117
Sistema óptico	Sistema óptico finito
Ocular	WF10X / 18
Cabezal de visualización	Cabezal de visión binocular Seidentopf inclinado a 30 °, interpupilar 48-75 mm
	Cabezal de visión trinocular Seidentopf inclinado a 30 °, interpupilar 48-75 mm
Objetivo acromático	4x NA = 0,1 WD = 18
	10x NA = 0,25 WD = 7
	40x NA = 0,65 WD = 0,53
	100x NA = 1,25 WD = 0,13
Revólver	Revólver cuádruple
Etapas	Etapas mecánicas de doble capa 132X142 mm, rango móvil 75X40 mm
Condensador	Condensador Abbe NA1.25
Sistema de enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0,004 mm, rango de movimiento 24 mm
Iluminación	Lámpara halógena 6V / 20W, brillo ajustable
	Iluminación S-LED
Accesorios opcionales	Accesorio de campo oscuro - Polarización
	Archivo adjunto
	Conjunto de contraste de fases